



ART. 02.04 - Rif. Norme/*Standards*: CEI EN 60695-10-2 ; IEC 60238 ; IEC 60309-1 ; IEC 60320-1 ; IEC 60335-1 ; IEC 60598-1 ; IEC 60669-1 ; IEC 60670 ; IEC 60967



DISPOSITIVO PER LA PROVA DI DUREZZA CON LA SFERA

BALL PRESSURE TEST DEVICE

Questo attrezzo permette di determinare la stabilità dimensionale delle parti composte da materiali non ceramici, non metallici e isolanti esposti a temperature elevate fino ad un massimo di 250 °C.

This device allows to determine the dimensional stability of parts consisting of non-ceramic, non-metallic, insulating materials when exposed to higher temperatures up to maximum 250 °C.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

- » Punta emisferica in acciaio temprato Ø 5 mm
- » Massa totale di pressione = 20 N
- » Supporto porta provino in acciaio

- » *Hemispherical tip in hardened steel Ø 5 mm*
- » *Total pressure mass = 20 N*
- » *Test specimen steel support*

- » Dimensioni in mm: lungh. 250 – alt. 130
- » Peso in g.: 2040 ± 5

- » *Dimensions in mm: length 250– height 130*
- » *Weight in g: 2040 ± 5*